



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.991.102
Artikelbeschreibung	PCR-8er-Kette, High Profile, PCR Performance Tested, transparent, Material: PP, flacher Verschluss, Verschluss anhängend, 120 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	flacher Verschluss
Verschlussart	Schnappdeckel
Bodenform	konisch
High- oder Low- Profile	High Profile
Anzahl der Wells	8
Zentrifugation max (RZB)	8000 x g
Zentrifugationstemperatur	20
Zentrifugationszeit	5 Min
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen 0,2 ml

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard PCR Performance Tested
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1200
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 120
Stück pro Umkarton 1200
Stück pro Palette 40320
Volumen des Umkartons 0,0354 cbm
Gewicht des Produktes 0,0018 kg
Gewicht des Umkartons 2,77 kg
EAN des Innenkartons 4038917231657
EAN des Umkartons 4038917231640

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

