



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 72.991.102 |
| Artikelbeschreibung | PCR-8er-Kette, High Profile, PCR Performance Tested, transparent, Material: PP, flacher Verschluss |

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Graduierung | nein |
| Verschluss | flacher Verschluss |
| Verschlussart | Schnappdeckel |
| Bodenform | konisch |
| High- oder Low- Profile | High Profile |
| Anzahl der Wells | 8 |
| Zentrifugation max (RZB) | 8000 x g |
| Zentrifugationstemperatur | 20 |
| Zentrifugationszeit | 5 Min |
| Autoklavierbar (max. °C) | 121 °C |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Maße

Nennvolumen 0,2 ml

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard PCR Performance Tested
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1200
Stück pro Innenkarton 120
Stück pro Karton 1200
Stück pro Palette 40320
Volumen des Umkartons 0,0354 cbm
Gewicht des Produktes 0,0018 kg
Gewicht des Umkartons 2,77 kg
EAN des Innenkartons 4038917231657
EAN des Umkartons 4038917231640

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

