



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.991.992
Artikelbeschreibung	PCR-8er-Kette, bis 200 µl, High Profile, PCR Performance Tested, rot/grün/blau/violett, Material: PP, mit Anti-Kontaminations-Schild, flacher Verschluss, Verschluss anhängend, geeignet für die qPCR, 120 Stück/Minigripbeutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	flacher Verschluss
Verschlussart	Eindrückstopfen
Geeignet für die qPCR	ja
Bodenform	konisch
High- oder Low- Profile	High Profile
Anzahl der Wells	8
Arbeitsvolumen	10 µl - 0,2 ml
Zentrifugation max (RZB)	8000 x g
Zentrifugationstemperatur	22
Zentrifugationszeit	5 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Autoklavierbar (max. °C) 121 °C

Maße

Nennvolumen 0,2 ml
Volumen max 200 µl
Durchmesser 7,5 mm
Breite des Produktes 10,2 mm
Höhe des Produktes 20,65 mm
Länge des Produktes 72,4 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes Farbmix

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Reinheitsstandard PCR Performance Tested
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 480
Kleinste Unterverpackung Minigripbeutel
Stück pro Innenkarton 480
Stück pro Umkarton 480
Stück pro Palette 34560
Tiefe des Umkartons 348 mm
Breite des Umkartons 278 mm
Höhe des Umkartons 140 mm
Volumen des Umkartons 0,0135 cbm
Gewicht des Produktes 0,0015 kg
Gewicht des Umkartons 1,01 kg
EAN des Innenkartons 4038917124317
EAN des Umkartons 4038917077613

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

