




## Produktspezifikation

PCR-Platte Halbrand, 96 Well, transparent, High Profile, 200 µl, PCR Performance Tested, PP

Seite 1



### Artikelbeschreibung

|                     |                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer       | 72.1979.102                                                                                                                                 |
| Artikelbeschreibung | PCR-Platte Halbrand, 96 Well, transparent, High Profile, 200 µl, PCR Performance Tested, Material: PP, flaches Deck, 5 Stück/Minigripbeutel |

### Produkteigenschaften

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Geeignet für die qPCR     | ja             |
| Bodenform                 | konisch        |
| Bauform des Plattenrandes | Halbrand       |
| High- oder Low- Profile   | High Profile   |
| Anzahl der Wells          | 96             |
| Arbeitsvolumen            | 10 µl - 0,2 ml |
| Zentrifugation max (RZB)  | 3000 U/min     |
| Zentrifugationstemperatur | 22             |
| Zentrifugationszeit       | 5 Min          |
| Autoklavierbar (max. °C)  | 121 °C         |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-04-23

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Maße**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Nennvolumen          | 0,2 ml   |
| Volumen max          | 200 µl   |
| Durchmesser          | 4,95 mm  |
| Breite des Produktes | 83,6 mm  |
| Höhe des Produktes   | 19,33 mm |
| Länge des Produktes  | 123,6 mm |

**Material & Farben**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes    | transparent       |

**Reinheit & Zertifizierung**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie  | kein Medizinprodukt   IVD |
| Reinheitsstandard | PCR Performance Tested    |
| Chargiert         | ja                        |

**Verpackung**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 100            |
| Kleinste Unterverpackung    | Minigripbeutel |
| Stück pro Innenkarton       | 25             |
| Stück pro Umkarton          | 100            |
| Stück pro Palette           | 6000           |
| Tiefe des Umkartons         | 398 mm         |
| Breite des Umkartons        | 358 mm         |
| Höhe des Umkartons          | 175 mm         |
| Volumen des Umkartons       | 0,0249 cbm     |
| Gewicht des Produktes       | 0,0179 kg      |
| Gewicht des Umkartons       | 2,63 kg        |
| EAN des Innenkartons        | 4038917307253  |
| EAN des Umkartons           | 4038917307246  |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

