



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.1979.132
Artikelbeschreibung	PCR-Platte Halbrand, 96 Well, weiß, High Profile, 200 µl, PCR Performance Tested, Material: PP, optimiert für die qPCR, flaches Deck, 5 Stück/Minigripbeutel

Produkteigenschaften

Geeignet für die qPCR	ja
Bodenform	konisch
Bauform des Plattenrandes	Halbrand
High- oder Low- Profile	High Profile
Anzahl der Wells	96
Arbeitsvolumen	10 µl - 0,2 ml
Zentrifugation max (RZB)	3000 U/min
Zentrifugationstemperatur	22
Zentrifugationszeit	5 Min
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen	0,2 ml
Volumen max	200 µl
Durchmesser	4,95 mm
Breite des Produktes	83,6 mm
Höhe des Produktes	19,33 mm
Länge des Produktes	123,6 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Minigripbeutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	6000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	175 mm
Volumen des Umkartons	0,0249 cbm
Gewicht des Produktes	0,018 kg
Gewicht des Umkartons	2,55 kg
EAN des Innenkartons	4038917307284
EAN des Umkartons	4038917307277

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

