



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.1984.202
Artikelbeschreibung	PCR-Platte Vollrand, 384 Well, transparent, Low Profile, 40 µl, PCR Performance Tested, Material: PP, 50 Stück/Minigripbeutel

### Produkteigenschaften

Verschlussart	Folie
Geeignet für die qPCR	ja
Bodenform	konisch
Bauform des Plattenrandes	Vollrand
High- oder Low- Profile	Low Profile
Anzahl der Wells	384
Arbeitsvolumen	2 µl - 40 µl
Zentrifugation max (RZB)	3000 x g
Zentrifugationstemperatur	22
Zentrifugationszeit	5 Min
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Nennvolumen	40 µl
Volumen max	40 µl
Durchmesser	3,2 mm
Breite des Produktes	85,5 mm
Höhe des Produktes	9,65 mm
Länge des Produktes	127,8 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Minigripbeutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	50
Stück pro Palette	5050
Tiefe des Innenkartons	254 mm
Breite des Innenkartons	212 mm
Höhe des Innenkartons	165 mm
Tiefe des Umkartons	254 mm
Breite des Umkartons	212 mm
Höhe des Umkartons	165 mm
Volumen des Umkartons	0,0089 cbm
Gewicht des Produktes	0,0374 kg
Gewicht des Umkartons	2,18 kg
EAN des Innenkartons	4038917135016
EAN des Umkartons	4038917067584

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

