




Produktspezifikation

IsoFreeze® MCT Rack, PP, Rastermaß: 6 x 4,
passend für Reagiergefäße Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2
ml)

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.983
Artikelbeschreibung	IsoFreeze® MCT Rack, Material: PP, mehrfarbig, Rastermaß: 6 x 4, passend für Reagiergefäße Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml), 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Passend für	Reagiergefäße Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml)
Rastermaß	6 x 4

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	mehrfarbig
Farbe des Verschlusses	transparent
Farbe des Rahmen	weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-21

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
IsoFreeze® MCT Rack, PP, Rastermaß: 6 x 4,
passend für Reagiergefäße Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2
ml)

Seite 2

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 5
Stück pro Palette 240
Tiefe des Umkartons 197 mm
Breite des Umkartons 93 mm
Höhe des Umkartons 584 mm
Volumen des Umkartons 0,0107 cbm
Gewicht des Produktes 0,349 kg
Gewicht des Umkartons 2,5 kg
EAN des Innenkartons 4038917394895
EAN des Umkartons 4038917394888

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-21

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT