



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.984
Artikelbeschreibung	IsoFreeze® PCR Rack, Material: PP, mehrfarbig, Rastermaß: 12 x 8, passend für 0,1 ml und 0,2 ml PCR-Gefäße, PCR-Ketten und PCR-Platten, Farbwechsel von lila zu rosa bei 7 °C, 2 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Passend für	0,1 ml und 0,2 ml PCR-Gefäße, PCR-Ketten und PCR-Platten
Rastermaß	12 x 8

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	mehrfarbig
Farbe des Verschlusses	transparent
Farbe des Rahmen	weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
IsoFreeze® PCR Rack, PP, Rastermaß: 12 x 8,
passend für 0,1 ml und 0,2 ml PCR-Gefäße,
PCR-Ketten und PCR-Platten

Seite 2

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	2
Stück pro Umkarton	10
Stück pro Palette	1280
Tiefe des Innenkartons	181 mm
Breite des Innenkartons	36 mm
Höhe des Innenkartons	181 mm
Tiefe des Umkartons	490 mm
Breite des Umkartons	185 mm
Höhe des Umkartons	130 mm
Volumen des Umkartons	0,0118 cbm
Gewicht des Produktes	0,2144 kg
Gewicht des Umkartons	2,95 kg
EAN des Innenkartons	4038917373425
EAN des Umkartons	4038917373418

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2026-04-04

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT