



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.1578
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, geeignet für Durchflusszytometer FACSCan, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Durchflusszytometer FACSCan
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	5 ml
Zentrifugation max (RZB)	3000 x g

Maße

Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 2000
Stück pro Palette 72000
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 265 mm
Volumen des Umkartons 0,042 cbm
Gewicht des Produktes 0,0021 kg
Gewicht des Umkartons 4,71 kg
EAN des Innenkartons 4038917087087
EAN des Umkartons 4038917005555

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

