



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	55.1579.002
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, geeignet für Durchflusszytometer wie FACSCanto, FACS Aria, FACSCalibur, LRS2, FC500, steril, 50 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Durchflusszytometer wie FACSCanto, FACS Aria, FACSCalibur, LRS2, FC500
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	5 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	75 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	56000
Tiefe des Umkartons	598 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	125 mm
Volumen des Umkartons	0,0298 cbm
Gewicht des Produktes	0,0026 kg
Gewicht des Umkartons	3,18 kg
EAN des Innenkartons	4038917162746
EAN des Umkartons	4038917162739

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

