




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.467.300
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 8 ml, (LxØ): 100 x 13 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 500 Stück/Stapelpackung

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	8 ml
Zentrifugation max (RZB)	3500 x g

Maße

Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	100 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Stapelpackung
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	96000
Volumen des Umkartons	0,0366 cbm
Gewicht des Produktes	0,0039 kg
Gewicht des Umkartons	8,86 kg
EAN des Innenkartons	4038917367042
EAN des Umkartons	4038917367035

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

