


Produktspezifikation Röhre, 8 ml, (LxØ): 100 x 13 mm, PS

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 55.467

Artikelbeschreibung Röhre, Arbeitsvolumen: 8 ml, (LxØ): 100 x 13 mm, Material:

PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 500

Stück/Stapelpackung

Produkteigenschaften

Graduierung nein

Verschlussart Eindrückstopfen Bodenform Rundboden

Arbeitsvolumen 8 ml Zentrifugation max (RZB) 4000 x g

Maße

Durchmesser 13 mm Länge des Produktes 100 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Röhre, 8 ml, (LxØ): 100 x 13 mm, PS

Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS) Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2000

Kleinste Unterverpackung Stapelpackung

Stück pro Innenkarton 500 Stück pro Umkarton 2000 Stück pro Palette 80000 Tiefe des Innenkartons 418 mm Breite des Innenkartons 102 mm Höhe des Innenkartons 191 mm Tiefe des Umkartons 428 mm Breite des Umkartons 388 mm Höhe des Umkartons 225 mm Volumen des Umkartons 0.0374 cbm Gewicht des Produktes 0,0041 kg Gewicht des Umkartons 9,04 kg

EAN des Innenkartons 4038917081757 EAN des Umkartons 4038917000864

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

