


Produktspezifikation Röhre, 13 ml, (LxØ): 95 x 16,8 mm, PS

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 55.468

Artikelbeschreibung Röhre, Arbeitsvolumen: 13 ml, (LxØ): 95 x 16,8 mm,

Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen,

250 Stück/Stapelpackung

Produkteigenschaften

Graduierung nein

Verschlussart Eindrückstopfen Bodenform Rundboden

Arbeitsvolumen 13 ml Zentrifugation max (RZB) 4000 x g

Maße

Durchmesser 16,8 mm Länge des Produktes 95 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Röhre, 13 ml, (LxØ): 95 x 16,8 mm, PS

Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS) Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000

Kleinste Unterverpackung Stapelpackung

Stück pro Innenkarton 250 Stück pro Umkarton 1000 Stück pro Palette 48000 Tiefe des Innenkartons 366 mm Breite des Innenkartons 97 mm Höhe des Innenkartons 186 mm Tiefe des Umkartons 388 mm Breite des Umkartons 378 mm Höhe des Umkartons 215 mm Volumen des Umkartons 0,0315 cbm Gewicht des Produktes 0,0058 kg Gewicht des Umkartons 6,38 kg

EAN des Innenkartons 4038917081764 EAN des Umkartons 4038917000871

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

