



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.471
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 26 ml, (LxØ): 87 x 23,5 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 250 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	26 ml
Zentrifugation max (RZB)	3500 x g

Maße

Durchmesser	23,5 mm
Länge des Produktes	87 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	250
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	21000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	250 mm
Volumen des Umkartons	0,0367 cbm
Gewicht des Produktes	0,0073 kg
Gewicht des Umkartons	4,15 kg
EAN des Innenkartons	4038917081795
EAN des Umkartons	4038917000901

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

