



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 55.472
Artikelbeschreibung Röhre, Arbeitsvolumen: 6,5 ml, (LxØ): 85 x 13 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung nein
Verschlussart Eindrückstopfen
Bodenform Rundboden
Arbeitsvolumen 6,5 ml
Zentrifugation max (RZB) 4000 x g

Maße

Durchmesser 13 mm
Länge des Produktes 85 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 1000
Stück pro Umkarton 2000
Stück pro Palette 60000
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 358 mm
Höhe des Umkartons 325 mm
Volumen des Umkartons 0,0463 cbm
Gewicht des Produktes 0,0034 kg
Gewicht des Umkartons 7,37 kg
EAN des Innenkartons 4038917081801
EAN des Umkartons 4038917000918

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

