



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.474
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 11 ml, (LxØ): 82 x 16,8 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 500 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	11 ml
Zentrifugation max (RZB)	4500 x g

### Maße

Durchmesser	16,8 mm
Länge des Produktes	82 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min  
Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 1000  
Stück pro Palette 42000  
Tiefe des Umkartons 388 mm  
Breite des Umkartons 378 mm  
Höhe des Umkartons 250 mm  
Volumen des Umkartons 0,0367 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0054 kg  
Gewicht des Umkartons 5,94 kg  
EAN des Innenkartons 4038917081825  
EAN des Umkartons 4038917000932

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

