



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.484.001
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 3,5 ml, (LxØ): 55 x 12 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, natur, Verschluss montiert, steril, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	Standardstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	3,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g

Maße

Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	55 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur
Material der Röhre	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	64000
Tiefe des Umkartons	648 mm
Breite des Umkartons	420 mm
Höhe des Umkartons	145 mm
Volumen des Umkartons	0,0395 cbm
Gewicht des Produktes	0,0026 kg
Gewicht des Umkartons	5,91 kg
EAN des Innenkartons	4038917107846
EAN des Umkartons	4038917012010

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

