



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	55.484.005
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 3,5 ml, (LxØ): 55 x 12 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 1.000 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	3,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g

### **Maße**

Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	55 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min  
Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 4000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 1000  
Stück pro Umkarton 4000  
Stück pro Palette 120000  
Tiefe des Umkartons 398 mm  
Breite des Umkartons 398 mm  
Höhe des Umkartons 340 mm  
Volumen des Umkartons 0,0539 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0019 kg  
Gewicht des Umkartons 8,48 kg  
EAN des Innenkartons 4038917107853  
EAN des Umkartons 4038917012027

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

