



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.484
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 3,5 ml, (LxØ): 55 x 12 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 500 Stück/Stapelpackung

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	3,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g

Maße

Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	55 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	4000
Kleinste Unterverpackung	Stapelpackung
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	4000
Stück pro Palette	168000
Tiefe des Innenkartons	381 mm
Breite des Innenkartons	57 mm
Höhe des Innenkartons	176 mm
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	250 mm
Volumen des Umkartons	0,0367 cbm
Gewicht des Produktes	0,0019 kg
Gewicht des Umkartons	8,66 kg
EAN des Innenkartons	4038917081917
EAN des Umkartons	4038917001021

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

