



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.510
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 16,5 ml, (LxØ): 130 x 17 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 250 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	16,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

Maße

Durchmesser	17 mm
Länge des Produktes	130 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 250
Stück pro Umkarton 1000
Stück pro Palette 24000
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 415 mm
Volumen des Umkartons 0,0657 cbm
Gewicht des Produktes 0,0073 kg
Gewicht des Umkartons 8,11 kg
EAN des Innenkartons 4038917082051
EAN des Umkartons 4038917001144

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

