




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.518
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 13 ml, (LxØ): 95 x 16,8 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, ohne Verschluss, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	13 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g

Maße

Durchmesser	16,8 mm
Länge des Produktes	95 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	36000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	265 mm
Volumen des Umkartons	0,042 cbm
Gewicht des Produktes	0,0045 kg
Gewicht des Umkartons	5,02 kg
EAN des Innenkartons	4038917082136
EAN des Umkartons	4038917001229

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

