



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.525.061
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, mit Skalierung, 100 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	5 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### Maße

Durchmesser	13 mm
Höhe des Produktes	75 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 4000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 100  
Stück pro Umkarton 4000  
Stück pro Palette 48000  
Volumen des Umkartons 0,1237 cbm  
Gewicht des Produktes 0,001 kg  
Gewicht des Umkartons 5,85 kg  
EAN des Innenkartons 4038917276825  
EAN des Umkartons 4038917276818

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

