



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.525.505
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 1.000 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	5 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g

### Maße

Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min  
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 2000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 1000  
Stück pro Umkarton 2000  
Stück pro Palette 84000  
Tiefe des Umkartons 398 mm  
Breite des Umkartons 398 mm  
Höhe des Umkartons 250 mm  
Volumen des Umkartons 0,0396 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0026 kg  
Gewicht des Umkartons 5,78 kg  
EAN des Innenkartons 4038917375955  
EAN des Umkartons 4038917375948

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

