



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.528
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 3 ml, (LxØ): 75 x 10 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	3 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g

Maße

Durchmesser	10 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 1000
Stück pro Umkarton 2000
Stück pro Palette 96000
Tiefe des Umkartons 388 mm
Breite des Umkartons 378 mm
Höhe des Umkartons 215 mm
Volumen des Umkartons 0,0315 cbm
Gewicht des Produktes 0,0017 kg
Gewicht des Umkartons 3,89 kg
EAN des Innenkartons 4038917082235
EAN des Umkartons 4038917001328

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

