



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	55.535.300
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 3,5 ml, (LxØ): 55 x 12 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 1.000 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	3,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Maße**

Durchmesser	12 mm
Höhe des Produktes	55 mm
Länge des Produktes	55 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 1000  
Stück pro Umkarton 5000  
Stück pro Palette 140000  
Volumen des Umkartons 0,0649 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0017 kg  
Gewicht des Umkartons 8,84 kg  
EAN des Innenkartons 4038917367370  
EAN des Umkartons 4038917367363

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

