



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	57.462.300
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 12 ml, (LxØ): 110 x 17 mm, Material: PS, Spitzboden, transparent, Eindrückstopfen, mit Skalierung, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	ja
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	12 ml
Zentrifugation max (RZB)	2500 x g

### **Maße**

Durchmesser	17 mm
Höhe des Produktes	110 mm
Länge des Produktes	110 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 1000  
Stück pro Palette 32000  
Volumen des Umkartons 0,0558 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0061 kg  
Gewicht des Umkartons 6,61 kg  
EAN des Innenkartons 4038917367400  
EAN des Umkartons 4038917367394

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

