



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	57.512.001
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 4,5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, Material: PP, Spitzboden, transparent, Eindrückstopfen, ohne Verschluss, 500 Stück/Stapelpackung

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	4,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Maße**

Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie In-vitro Diagnostikum (IVD)  
CE-Zertifizierung CE - Herstellererklärung  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 50000  
Kleinste Unterverpackung Stapelverpackung  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 2000  
Stück pro Palette 120000  
Tiefe des Innenkartons 387 mm  
Breite des Innenkartons 77 mm  
Höhe des Innenkartons 176 mm  
Tiefe des Umkartons 398 mm  
Breite des Umkartons 358 mm  
Höhe des Umkartons 175 mm  
Volumen des Umkartons 0,0249 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0021 kg  
Gewicht des Umkartons 4,88 kg  
EAN des Innenkartons 4038917108799  
EAN des Umkartons 4038917072489

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

