



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 58.487.100 |
| Artikelbeschreibung | Röhre, Arbeitsvolumen: 12 ml, (LxØ): 40 x 23,5 mm, Material: PS, Flachboden, transparent, Eindrückstopfen, ohne Verschluss, 500 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Graduierung | nein |
| Verschlussart | Eindrückstopfen |
| Bodenform | Flachboden |
| Arbeitsvolumen | 12 ml |
| Zentrifugation max (RZB) | 1500 x g |

Maße

| | |
|---------------------|---------|
| Durchmesser | 23,5 mm |
| Länge des Produktes | 40 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 2000
Stück pro Palette 48000
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 415 mm
Volumen des Umkartons 0,0657 cbm
Gewicht des Produktes 0,0035 kg
Gewicht des Umkartons 7,79 kg
EAN des Innenkartons 4038917989695
EAN des Umkartons 4038917989701

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

