



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	58.490
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 23 ml, (LxØ): 75 x 23,5 mm, Material: PS, Flachboden, transparent, Eindrückstopfen, ohne Verschluss, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	23 ml
Zentrifugation max (RZB)	1500 x g

Maße

Durchmesser	23,5 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	24000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	415 mm
Volumen des Umkartons	0,0657 cbm
Gewicht des Produktes	0,0065 kg
Gewicht des Umkartons	7,15 kg
EAN des Innenkartons	4038917081979
EAN des Umkartons	4038917001083

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

