



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	58.536.300
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 7 ml, (LxØ): 50 x 16 mm, Material: PP, Flachboden, transparent, Eindrückstopfen, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	7 ml
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser	16 mm
Höhe des Produktes	50 mm
Länge des Produktes	50 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	72000
Volumen des Umkartons	0,0492 cbm
Gewicht des Produktes	0,0024 kg
Gewicht des Umkartons	5,24 kg
EAN des Innenkartons	4038917367554
EAN des Umkartons	4038917367547

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

