



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.503.010
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 6,5 ml, (LxØ): 90 x 13 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, ohne Verschluss, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Lichtschutz	nein
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	6,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	3000 x g

Maße

Durchmesser	13 mm
Höhe des Produktes	90 mm
Länge des Produktes	90 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	72000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	265 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Schraubröhre, 6,5 ml, (LxØ): 90 x 13 mm, PP

Seite 2

Volumen des Umkartons	0,042 cbm
Gewicht des Produktes	0,0027 kg
Gewicht des Umkartons	5,94 kg
EAN des Innenkartons	4038917365185
EAN des Umkartons	4038917365178

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-19

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT