



**Produktspezifikation**  
**Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm,**  
**Rundboden, PP, ohne Verschluss, 1.000**  
**Stück/Beutel**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.504.010
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Rundboden, transparent, Material: PP, ohne Verschluss, 1.000 Stück/Beutel, 2.000 Stück/Karton

### Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	5 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g

### Maße

Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm,  
Rundboden, PP, ohne Verschluss, 1.000  
Stück/Beutel**

**Seite 2**

### Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	72000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	265 mm
Volumen des Umkartons	0,042 cbm
Gewicht des Produktes	0,0024 kg
Gewicht des Umkartons	5,43 kg
EAN des Innenkartons	4038917309059
EAN des Umkartons	4038917531764

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-17

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**