



Produktspezifikation
Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm,
Rundboden, PP, ohne Verschluss, 1.000
Stück/Beutel

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.504.031
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Rundboden, transparent, Material: PP, ohne Verschluss, 1.000 Stück/Beutel, 2.000 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	5 ml

Maße

Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-10-05

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm,
Rundboden, PP, ohne Verschluss, 1.000
Stück/Beutel

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 1000
Stück pro Umkarton 2000
Stück pro Palette 72000
Tiefe des Umkartons 458 mm
Breite des Umkartons 408 mm
Höhe des Umkartons 260 mm
Volumen des Umkartons 0,0486 cbm
Gewicht des Produktes 0,0026 kg
Gewicht des Umkartons 5,75 kg
EAN des Innenkartons 4038917412735
EAN des Umkartons 4038917412728

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-10-05

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT