


Produktspezifikation Röhre, 10 ml, (LxØ): 79 x 16 mm, PP

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 60.506.001

Artikelbeschreibung Röhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 79 x 16 mm, Material:

PP, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, natur,

Verschluss montiert, steril, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung nein

Verschlussart Schraubverschluss

Bodenform Rundboden

Arbeitsvolumen 10 ml Zentrifugation max (RZB) 4000 x g

Maße

Durchmesser 16 mm Länge des Produktes 79 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Röhre, 10 ml, (LxØ): 79 x 16 mm, PP

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes transparent

Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)

Farbe des Verschlusses natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Reinheitsstandard steril

Sterilisation Elektronenbestrahlung

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000 Kleinste Unterverpackung Beutel Stück pro Innenkarton 100 Stück pro Umkarton 1000 Stück pro Palette 36000 Tiefe des Umkartons 413 mm Breite des Umkartons 257 mm Höhe des Umkartons 464 mm Volumen des Umkartons 0,0492 cbm Gewicht des Produktes 0,0042 kg Gewicht des Umkartons 4,75 kg

EAN des Innenkartons 4038917108638 EAN des Umkartons 4038917035866

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

