



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	60.540.300
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 13 ml, (LxØ): 101 x 16,5 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss montiert, steril, 500 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	13 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

### **Maße**

Durchmesser	16,5 mm
Länge des Produktes	101 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Reinheitsstandard	steril
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	28000
Tiefe des Umkartons	569 mm
Breite des Umkartons	435 mm
Höhe des Umkartons	118 mm
Volumen des Umkartons	0,0292 cbm
Gewicht des Produktes	0,0054 kg
Gewicht des Umkartons	3,46 kg
EAN des Innenkartons	4066916045302
EAN des Umkartons	4066916045319

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

