



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 60.542.007
Artikelbeschreibung Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 8 ml, (LxØ): 57 x 16,5 mm, Material: PP, Flachboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss beiliegend, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung nein
Verschluss Schraubverschluss mit O-Ring
Verschlussart Schraubverschluss
Bodenform Flachboden
Arbeitsvolumen 8 ml
Zentrifugation max (RZB) 4000 x g

Maße

Durchmesser 16,5 mm
Länge des Produktes 57 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

| | |
|---------------------------|--|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes | transparent |
| Material des Verschlusses | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Verschlusses | natur |
| Material des O-Ringes | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Entspricht der Anforderung | IATA |
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt IVD |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1000 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 1000 |
| Stück pro Umkarton | 1000 |
| Stück pro Palette | 42000 |
| Tiefe des Umkartons | 388 mm |
| Breite des Umkartons | 378 mm |
| Höhe des Umkartons | 250 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0367 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0043 kg |
| Gewicht des Umkartons | 4,76 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917111102 |
| EAN des Umkartons | 4038917013161 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

