

Produktspezifikation Schraubröhre, 8 ml, (LxØ): 57 x 16,5 mm, PP

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 60.542.080

Artikelbeschreibung Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 8 ml, (LxØ): 57 x 16,5 mm,

Material: PP, Flachboden, braun, Schraubverschluss,

braun, Verschluss montiert, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung nein

Verschlussart Schraubverschluss

Bodenform Flachboden

Arbeitsvolumen 8 ml Zentrifugation max (RZB) 4000 x g Autoklavierbar (max. °C) 121 °C

Maße

Durchmesser 16,5 mm Länge des Produktes 57 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Schraubröhre, 8 ml, (LxØ): 57 x 16,5 mm, PP

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes braun

Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)

Farbe des Verschlusses braun

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 1000
Stück pro Umkarton 1000
Stück pro Palette 48000

Volumen des Umkartons 0,0338 cbm Gewicht des Produktes 0,0046 kg Gewicht des Umkartons 5,15 kg

EAN des Innenkartons 4038917111591 EAN des Umkartons 4038917079228

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

