



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.548.012
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 50 ml, (LxØ): 114 x 28 mm, Material: PP, Spitzboden, transparent, HD-PE, ohne Verschluss, mit Skalierung, 250 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	50 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

### Maße

Durchmesser	28 mm
Länge des Produktes	114 mm

### Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)

### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	250
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	10000
Tiefe des Umkartons	598 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	350 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Schraubröhre, 50 ml, (LxØ): 114 x 28 mm, PP**

**Seite 2**

Volumen des Umkartons	0,0833 cbm
Gewicht des Produktes	0,0098 kg
Gewicht des Umkartons	5,72 kg
EAN des Innenkartons	4038917111973
EAN des Umkartons	4038917057868

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-04-13

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**