



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	60.549.001
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 3,5 ml, (LxØ): 66 x 11,5 mm, Material: PP, Spitzboden mit Stehrand, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss montiert, steril, 100 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	3,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

### **Maße**

Durchmesser	11,5 mm
Länge des Produktes	66 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	56000
Tiefe des Umkartons	598 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	125 mm
Volumen des Umkartons	0,0298 cbm
Gewicht des Produktes	0,0022 kg
Gewicht des Umkartons	2,81 kg
EAN des Innenkartons	4038917112017
EAN des Umkartons	4038917054928

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

