

Produktspezifikation Schraubröhre, 3,5 ml, (LxØ): 66 x 11,5 mm, PP

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 60.549

Artikelbeschreibung Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 3,5 ml, (LxØ): 66 x 11,5

mm, Material: PP, Spitzboden mit Stehrand, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss beiliegend, 1.000

Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung nein

Verschlussart Schraubverschluss

Bodenform Spitzboden mit Stehrand

Arbeitsvolumen 3,5 ml Zentrifugation max (RZB) 4000 x g

Maße

Durchmesser 11,5 mm Länge des Produktes 66 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Schraubröhre, 3,5 ml, (LxØ): 66 x 11,5 mm, PP

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes transparent

Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)

Farbe des Verschlusses natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2000 Kleinste Unterverpackung Beutel Stück pro Innenkarton 1000 Stück pro Umkarton 2000 Stück pro Palette 84000 Tiefe des Umkartons 398 mm Breite des Umkartons 398 mm Höhe des Umkartons 250 mm Volumen des Umkartons 0,0396 cbm Gewicht des Produktes 0,0022 kg Gewicht des Umkartons 5,03 kg

EAN des Innenkartons 4038917082402 EAN des Umkartons 4038917001502

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

