


Produktspezifikation Schraubröhre, 7 ml, (LxØ): 82 x 13 mm, PP

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 60.550.109

Artikelbeschreibung Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 7 ml, (LxØ): 82 x 13 mm,

Material: PP, Rundboden, transparent, Schraubverschluss,

natur, Verschluss montiert, steril, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung nein

Verschlussart Schraubverschluss

Bodenform Rundboden

Arbeitsvolumen 7 ml Zentrifugation max (RZB) 4000 x g

Maße

Durchmesser 13 mm
Durchmesser der Öffnung 11,55 mm
Länge des Produktes 82 mm
Länge mit Verschluss 82 mm
Länge ohne Verschluss 80,9 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Schraubröhre, 7 ml, (LxØ): 82 x 13 mm, PP

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes transparent

Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)

Farbe des Verschlusses natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Reinheitsstandard steril

Sterilisation Elektronenbestrahlung

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000 Kleinste Unterverpackung Beutel Stück pro Innenkarton 100 Stück pro Umkarton 1000 40000 Stück pro Palette Tiefe des Umkartons 598 mm Breite des Umkartons 398 mm Höhe des Umkartons 165 mm Volumen des Umkartons 0,0393 cbm Gewicht des Produktes 0,0034 kg Gewicht des Umkartons 3,99 kg

EAN des Innenkartons 4038917112598 EAN des Umkartons 4038917013765

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

