



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 60.610.023  
Artikelbeschreibung Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 92 x 15 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, ohne Verschluss, 100 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung nein  
Verschlussart Schraubverschluss  
Bodenform Rundboden  
Arbeitsvolumen 10 ml  
Zentrifugation max (RZB) 4000 x g  
Autoklavierbar (max. °C) 121 °C

### **Maße**

Durchmesser 15 mm  
Höhe des Produktes 92 mm  
Länge des Produktes 92 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 50000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 100  
Stück pro Umkarton 1000  
Stück pro Palette 30000  
Volumen des Umkartons 0,046 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0038 kg  
Gewicht des Umkartons 4,26 kg  
EAN des Innenkartons 4038917234160  
EAN des Umkartons 4038917234153

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

