



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.610.300
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss montiert, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	10 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser	15,3 mm
Länge des Produktes	92 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	36000
Volumen des Umkartons	0,0492 cbm
Gewicht des Produktes	0,0046 kg
Gewicht des Umkartons	5,16 kg
EAN des Innenkartons	4038917367882
EAN des Umkartons	4038917367875

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

