



## Produktspezifikation

Schraubröhre, 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm,  
Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet,  
PP, ohne Verschluss, 1.000 Stück/Beutel

Seite 1



### Artikelbeschreibung

|                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer       | 60.614.010                                                                                                                                                                                                        |
| Artikelbeschreibung | Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm,<br>Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet,<br>transparent, Material: PP, mit Skalierung, ohne Verschluss,<br>1.000 Stück/Beutel, 2.000 Stück/Karton |

### Produkteigenschaften

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Graduierung    | ja                                          |
| Bodenform      | Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet |
| Arbeitsvolumen | 2,5 ml                                      |

### Maße

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Durchmesser         | 13 mm |
| Höhe des Produktes  | 75 mm |
| Länge des Produktes | 75 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für  
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,  
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige  
Ankündigungen vorzunehmen.





## Produktspezifikation

Schraubröhre, 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm,  
Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet,  
PP, ohne Verschluss, 1.000 Stück/Beutel

Seite 2

### Material & Farben

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes    | transparent       |
| Material der Röhre     | Polypropylen (PP) |

### Reinheit & Zertifizierung

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie  | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE                        |
| Chargiert         | ja                        |

### Verpackung

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 2000          |
| Kleinste Unterverpackung    | Beutel        |
| Stück pro Innenkarton       | 1000          |
| Stück pro Umkarton          | 2000          |
| Stück pro Palette           | 48000         |
| Tiefe des Umkartons         | 458 mm        |
| Breite des Umkartons        | 408 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 260 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0486 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,0024 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 5,45 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917353182 |
| EAN des Umkartons           | 4038917353175 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-04-28

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**