



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.9921.532
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 50 x 16 mm, Material: PS, Flachboden, transparent, Schraubverschluss, gelb, Verschluss montiert, steril, 250 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	5 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g
Zentrifugationstemperatur	21
Zentrifugationszeit	15 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	16 mm
Länge des Produktes	50 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	gelb
Material der Röhre	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	versiegelt bei 18"hg/10 min
Latexfrei	ja
Reinheitsstandard	steril
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	250
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	96000
Tiefe des Umkartons	608 mm
Breite des Umkartons	264 mm
Höhe des Umkartons	324 mm
Volumen des Umkartons	0,0519 cbm
Gewicht des Umkartons	8,9 kg
EAN des Innenkartons	4038917150873
EAN des Umkartons	4038917037198

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

