



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.9922.115
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 25 ml, (LxØ): 54 x 27 mm, Material: PS, Flachboden, transparent, Schraubverschluss, gelb, Verschluss montiert, steril, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	25 ml

Maße

Durchmesser	27 mm
Länge des Produktes	54 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	gelb

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	ADR
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	14000
Tiefe des Umkartons	458 mm
Breite des Umkartons	373 mm
Höhe des Umkartons	238 mm
Volumen des Umkartons	0,0407 cbm
Gewicht des Produktes	0,0082 kg
Gewicht des Umkartons	4,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917151238
EAN des Umkartons	4038917027731

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

