



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 60.9922.216  
Artikelbeschreibung Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 30 ml, (LxØ): 80 x 27 mm, Material: PC, Flachboden, transparent, Schraubverschluss, gelb, Verschluss montiert, steril, 50 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung nein  
Verschluss Standard-Schraubverschluss  
Verschlussart Schraubverschluss  
Bodenform Flachboden  
Arbeitsvolumen 30 ml  
Autoklavierbar (max. °C) 121 °C

### **Maße**

Durchmesser 27 mm  
Länge des Produktes 80 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	gelb
Material der Röhre	Polycarbonat (PC)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	versiegelt bei 18"hg/10 min
Latexfrei	ja
Reinheitsstandard	steril
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	20000
Tiefe des Umkartons	604 mm
Breite des Umkartons	264 mm
Höhe des Umkartons	373 mm
Volumen des Umkartons	0,0595 cbm
Gewicht des Umkartons	6,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917151368
EAN des Umkartons	4038917037334

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

