



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	60.9922.934
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 12 ml, (LxØ): 99 x 16 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, gelb, Verschluss montiert, steril, 100 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	12 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g
Zentrifugationstemperatur	21
Zentrifugationszeit	15 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Durchmesser	16 mm
Länge des Produktes	99 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	gelb
Material der Röhre	Polystyrol (PS)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	versiegelt bei 18"hg/10 min
Latexfrei	ja
Reinheitsstandard	steril
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	40000
Tiefe des Umkartons	604 mm
Breite des Umkartons	264 mm
Höhe des Umkartons	373 mm
Volumen des Umkartons	0,06 cbm
Gewicht des Umkartons	7,3 kg
EAN des Innenkartons	4038917153416
EAN des Umkartons	4038917037402

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

