



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.470
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 12 ml, (LxØ): 95 x 16,5 mm, Material: PS, Flachboden, transparent, Eindrückstopfen, ohne Verschluss, mit Druck, Etikett/Druck: weiß, mit Skalierung, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	12 ml
Zentrifugation max (RZB)	3500 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	16,5 mm
Länge des Produktes	95 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	36000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	300 mm
Volumen des Umkartons	0,0475 cbm
Gewicht des Produktes	0,0055 kg
Gewicht des Umkartons	6,21 kg
EAN des Innenkartons	4038917081788
EAN des Umkartons	4038917000895

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

