




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.476.326
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, mit Druck, Etikett/Druck: grün, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	grün
Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	5 ml
Zentrifugation max (RZB)	3500 x g

Maße

Durchmesser	12 mm
Höhe des Produktes	75 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	80000
Volumen des Umkartons	0,0382 cbm
Gewicht des Produktes	0,0028 kg
Gewicht des Umkartons	6,12 kg
EAN des Innenkartons	4038917368124
EAN des Umkartons	4038917368117

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

